

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**

Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**

Numer zadania: **04**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

MED.12-04-20.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2020

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

Zadanie egzaminacyjne

Z narzędzi znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym skompletuj *Zestaw do usuwania szwów* o składzie:

- pęseta chirurgiczna – 1 szt.
- kleszczyki Pean – 1 szt.
- nożyczki chirurgiczne – 1 szt.

Wypełnij *Kartę przygotowania Zestawu do usuwania szwów do sterylizacji*.

Pod lampą powiększającą sprawdź czystość narzędzi wchodzących w skład *Zestawu do usuwania szwów*, a w miejscach wymagających konserwacji nanieś olej. Narzędzia ułóż na tacy narzędziowej i zapakuj w papier krepowany stosując technikę pakowania skośnego. Na zewnątrz pakietu umieść wskaźnik chemiczny typu 1.

UWAGA – Zasygnalizuj przez podniesienie ręki gotowość do wykonania higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, kontroli wizualnej i konserwacji narzędzi wchodzących w skład *Zestawu do usuwania szwów* oraz pakietu. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN i w obecności egzaminatora wykonaj te czynności.

Wypełnij Etykietę, ustal 1-miesięczny termin ważności pakietu. Odbiorcą pakietu jest Poradnia Ortopedyczna. Wytnij Etykietę z arkusza egzaminacyjnego i przyklej do pakietu taśmą bez wskaźnika.

Arkusz egzaminacyjny pozostaw na indywidualnym stanowisku do pisania, a pakiet do oceny na swoim stanowisku pracy lub w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego ZN.

Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.

Formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. Do sporządzenia dokumentacji przyjmij datę egzaminu.

Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:

- Karta przygotowania Zestawu do usuwania szwów do sterylizacji,
- Etykieta,
- Pakiet z Zestawem do usuwania szwów

oraz

przebieg wykonania higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, przygotowania *Zestawu do usuwania szwów* do sterylizacji w zakresie kontroli wizualnej i konserwacji oraz wykonania pakietu.

Karta przygotowania Zestawu do usuwania szwów do sterylizacji

Nazwa zestawu			
Konserwacja narzędzi wpisz TAK lub NIE	Pęseta chirurgiczna	Kleszczyki Pean	Nożyczki chirurgiczne
Pakowanie	Dwie warstwy papieru krepowanego		
Kontrola pakietu wskaźnikiem chemicznym wewnętrznym <i>należy podać nazwy i typy wszystkich wskaźników, które można umieścić wewnątrz przygotowanego pakietu*</i>			
Kontrola pakietu wskaźnikiem chemicznym zewnętrznym <i>nazwa wskaźnika chemicznego typu 1, który należy umieścić na zewnątrz przygotowanego pakietu*</i>			
Metody sterylizacji <i>nazwa metody sterylizacji, którą należy zastosować do sterylizacji przygotowanego pakietu</i>			
Parametry sterylizacji parowej	Temp.121°C	Czas minut	
	Temp.134°C	Czas minut	
Kontrola cyklu sterylizacji wskaźnikiem chemicznym w PCD <i>nazwa i typ wskaźnika*</i>			
Kontrola cyklu sterylizacji wskaźnikiem biologicznym <i>wpisz TAK przy wskaźniku właściwym dla metody sterylizacji, którą należy wysterylizować przygotowany pakiet</i> <i>wpisz NIE przy pozostałych wskaźnikach</i>	Wskaźnik fiolkowy o szybkim odczycie		Wskaźnik bibułkowy wymagający badania mikrobiologicznego
	do pary wodnej	do tlenku etylenu	Sporal S
			

*wpisz według wzoru, np. wskaźnik (lub test) jednoparametrowy typu 3 (nazewnictwo zgodnie z normą PN EN)

✂-----*wytnij etykietę poniżej*-----

Etykieta*

Nr sterylizatora/ Nr cyklu	Nr 1 / Nr 1236
Podpis osoby pakującej	XX YY

* wpisz pozostałe dane pozwalające na identyfikację pakietu

✂-----