

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**

Oznaczenie arkusza: **MED.12-04-20.06-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**

Numer zadania: **04**

Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Karta przygotowania Zestawu do usuwania szwów do sterylizacji

Dopuszcza się inne sformułowania niż zapisane, pod warunkiem ich poprawności merytorycznej

Wpisane:

1	Nazwa zestawu: Zestaw do usuwania szwów						
2	Konserwacja: NIE dla pęsety chirurgicznej, TAK dla kleszczyków Pean, TAK dla nożyczek chirurgicznych						
3	Kontrola pakietu wskaźnikiem chemicznym wewnętrznym: wskaźnik (lub test) wieloparametrowy typu 4, wskaźnik (test) zintegrowany typu 5, wskaźnik (test) emulacyjny typu 6						
4	Kontrola pakietu wskaźnikiem chemicznym zewnętrznym: wskaźnik (lub test) procesu lub taśma ze wskaźnikiem (lub testem) procesu						
5	Metody sterylizacji: sterylizacja parowa, brak wpisu sterylizacja: plazmowa/nadtlenkiem wodoru, tlenkiem etylenu i sterylizacja suchym gorącym powietrzem						
6	Parametry sterylizacji parowej: Temp.121°C: czas nie krótszy niż 15 minut (np. 15 minut lub 20 minut)						
7	Parametry sterylizacji parowej: Temp.134°C: czas nie krótszy niż 3 minuty (np. 3,5 minuty lub 5 minut lub 7 minut)						
8	Kontrola cyklu sterylizacji wskaźnikiem chemicznym w PCD: wskaźnik (test) zintegrowany typu 5 lub wskaźnik (test) emulacyjny typu 6						
9	Kontrola cyklu wskaźnikiem biologicznym: wskaźnik fiolkowy o szybkim odczycie: TAK w pozycji do pary wodnej, NIE w pozycji do tlenku etylenu						
10	Kontrola cyklu wskaźnikiem biologicznym: wskaźnik bibułkowy wymagający badania mikrobiologicznego Sporal S: NIE						

Numer
stanowiska


Rezultat 2: Etykieta						
<i>Dopuszcza się inne sformułowania niż zapisane, pod warunkiem ich poprawności merytorycznej</i>						
Wpisane:						
1	Nazwa oddziału lub poradni/Odbiorca/Właściciel zestawu: Poradnia Ortopedyczna					
2	Nazwa zestawu/zawartość pakietu: Zestaw do usuwania szwów					
3	Data sterylizacji: data egzaminu					
4	Data ważności: data nie przekraczająca 1 miesiąca od daty egzaminu (+/- 2 dni)					
Rezultat 3: Pakiet z Zestawem do usuwania szwów						
Zdający pozostawi gotowy pakiet w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego						
1	Pakiet wykonany jest techniką pakowania skośnego					
2	Na środku pakietu znajduje się wystający róg papieru krepowanego, ułatwiający jego jałowe otwarcie					
3	Pakiet zaklejony jest taśmą ze wskaźnikiem sterylizacji parowej prostopadle po obu stronach wystającego rogu					
4	Wystający róg papieru krepowanego znajduje się po środku dłuższego brzegu pakietu, nie jest przesunięty zdecydowanie w lewą lub prawą stronę (ocena wzrokowa)					
5	Wystający róg papieru krepowanego ma równe boki (ocena wzrokowa)					
6	Do pakietu przyklejona jest taśmą bez wskaźnika wypełniona Etykieta					

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe’a, przygotowanie Zestawu do usuwania szwów do sterylizacji w zakresie kontroli wizualnej i konserwacji oraz wykonania pakietu

Zdający sygnalizuje gotowość do wykonania zadania przez podniesienie ręki. Zadanie wykonuje w obecności Egzaminatora.

Zdający:

1	założył czepek								
2	wcierał preparat dezynfekcyjny w suche ręce, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk zgodnie z techniką Ayliffe'a								
3	w jednym z etapów minimum pięciokrotnie pocierał powierzchnie zagiętych palców prawej dłoni zagiętymi palcami lewej dłoni								
4	w jednym z etapów minimum pięciokrotnie pocierał kciuk lewej, a następnie minimum pięciokrotnie kciuk prawej ręki								
5	naniósł olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych na kleszczyki pean i nożyczki chirurgiczne w miejscu ruchomego połączenia oraz rozprowadził równomiernie olej poprzez kilkakrotne otwieranie i zamykanie narzędzi								
6	umieścił pęsetę, kleszczyki pean oraz nożyczki chirurgiczne na tacy narzędziowej, kierując wszystkie części robocze narzędzi w jedną stronę a uchwyty w drugą stronę								
7	umieścił tacę z narzędziami po przekątnej, na środku rozwiniętych dwóch arkuszy papieru krepowanego								
8	zawinął wewnętrzny arkusz zakrywając tacę z narzędziami, sformułował trójkąt, pozostawił wypustkę/róg z pierwszej warstwy papieru krepowanego								
									
9	wykonując drugą warstwę opakowania z papieru w innym kolorze, również sformułował trójkąt (jak w kryterium 8) oraz w ostatnim etapie pakowania pozostawił wypustkę/róg papieru								
10	uporządkował stanowisko pracy: nie pozostawił na blacie stołu plam po oleju do konserwacji narzędzi; usunął odpady z taśmy i papieru, zużyte ręczniki papierowe/kompresy, zdjął czepek i wyrzucił do pojemnika na odpady								

Egzaminator

.....

imię i nazwisko

data i czytelny podpis