

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**

Oznaczenie arkusza: **MED.12-03-20.06-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**

Numer zadania: **03**

Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka  –

Kod egzaminatora

Data egzaminu   
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu  :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**

*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*

**Rezultat 1: Karta zmian powierzchniowych na narzędziach chirurgicznych**

*Dopuszcza się sformułowania inne niż zapisane w kryteriach pod warunkiem ich poprawności merytorycznej.*

Wpisane w kolumnie:

1	B: kleszczyki jelitowe 1 szt., raspator 1 szt.						
2	C dla pozycji kleszczyki jelitowe: pojedyncze ubytki korozyjne w formie ukłuc igłą, otoczone przez czerwonobrazowe lub barwnie mieniające się produkty korozji						
3	C dla pozycji raspator: naloty/ przebarwienia koloru mlecznobiałego do szarego, nieregularne plamy z ostro zarysowanymi brzegami						
4	D dla pozycji kleszczyki jelitowe: korozja wżerowa						
5	D dla pozycji raspator: naloty z wapnia i/lub soli wapnia i/lub osad/nalot wapienny						
6	E dla pozycji kleszczyki jelitowe: co najmniej jedna z wymienionych: jony: chloru i/lub bromu i/lub jodu; zabrudzenia organiczne – krew i/lub inne wydzieliny; duża zawartość chlorków w wodzie; fizjologiczne roztwory chlorku sodu; narzędzia z cienką warstwą pasywną						
7	E dla pozycji raspator: duża zawartość wapnia w wodzie do mycia lub płukania						
8	F dla pozycji kleszczyki jelitowe: mycie zasadnicze w środku/preparacie o odczynie kwaśnym lub mechaniczna obróbka lub renowacja lub kasacja						
9	F dla pozycji raspator: przetarcie szmatką lub mycie zasadnicze w środku/preparacie o odczynie kwaśnym						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 2: Karta dekontaminacji sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych**

Wpisane w kolumnie:

1	<b>B dla pozycji Nożyczki chirurgiczne</b> liczba sztuk: 3								
2	<b>B dla pozycji kleszczyki jelitowe</b> liczba sztuk: 1								
3	<b>C dla wartości A0 = 3000 w 4 wierszach:</b> temp. 90°C, czas 5 min								
4	<b>C dla wartości A0 &gt; 6000 w żadnym wierszu <u>nie wpisane</u>:</b> temp. 90°C, czas 5 min								
5	<b>D dla temp. 121°C w trzech wierszach:</b> czas nie krótszy niż 15 minut (np. 15 min, 20 min) i ciśnienie 1 atm.								
6	<b>D dla temp. 134°C w dwóch wierszach:</b> czas nie krótszy niż 3 minuty (np. 5 min, 7 min) i ciśnienie 2 atm.								
7	<b>E dla pozycji tylko Nożyczki chirurgiczne:</b> TAK								
8	<b>F dla tylko pozycji kleszczyki jelitowe:</b> TAK								

**Rezultat 3: Protokół niezgodności i test kontroli zgrzewu**

*Dopuszcza się inne sformułowania pod warunkiem poprawności merytorycznej*

*Zdający test kontroli zgrzewu pozostawi w miejscu wskazanym przez Przewodniczącą Zespołu Nadzorującego*

1	<b>W tytule Protokół niezgodności z dnia:</b> data zgodna datą egzaminu								
2	W wierszu Opis niezgodności wpisane: brak 2 sztuk nożyczek chirurgicznych								
3	<b>Podjęte działania:</b> powiadomiono kierownika Centralnej Sterylizatorni lub powiadomiono kierownika/oddziałową/personel Bloku Operacyjnego lub wypisany Protokół niezgodności lub inne związane z wyjaśnianiem przyczyny lub stwierdzeniem niezgodności								
4	<b>Test kontroli zgrzewu:</b> opisany datą zgodną z datą egzaminu								
5	<b>Zgrzew</b> jest ciągły na całej szerokości, bez kanałów i rys								
6	<b>Test kontroli zgrzewu</b> opisany uzyskanym wynikiem: wynik prawidłowy lub wynik pozytywny lub zaznaczone OK								

Numer  
stanowiska


**Rezultat 4. Pakiet z kleszczykami Kocher i Etykieta**

*Zdający gotowy pakiet pozostawi w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Z N  
Egzaminator do oceny R.4.2 otwiera pakiet, natomiast R.4.5 ocenia za pomocą linijki*

1	<b>Uchwyty kleszczyków Kocher</b> w pakiecie skierowane są zgodnie z kierunkiem otwierania						
2	<b>Wewnątrz pakietu</b> znajduje się wskaźnik chemiczny typu 4						
3	<b>Zgrzewy pakietu</b> są ciągłe na całej ich szerokości, bez kanałów i bez marszczeń na folii (ocena wzrokowa)						
4	<b>Do pakietu przyklejona jest</b> taśmą bez wskaźnika Etykieta						
5	<b>Odległość pomiędzy końcem pakietu, a zgrzewem</b> wynosi conajmniej 2 cm i umożliwia rozdzielenie folii i papieru oraz oderwanie folii od papieru						
6	<b>Etykieta, data sterylizacji pakietu:</b> data egzaminu						
7	<b>Etykieta, data ważności pakietu:</b> data nie przekraczająca 4 miesięcy od daty egzaminu (+-) 2 dni						
8	<b>Etykieta, zawartość pakietu:</b> kleszczyki Kocher						

Numer  
stanowiska


**Przebieg 1: Przebieg wykonania higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, testu kontroli zgrzewu, przygotowania kleszczyków Kocher do sterylizacji w zakresie kontroli wizualnej i konserwacji.**

*Zdający zgłasza gotowość Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego przez podniesienie ręki.*

Zdający:

1	założył czepek, zasłonił nim całe włosy						
2	przystąpił do dezynfekcji rąk bez biżuterii: pierścionków, bransoletki, innych ozdób, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap minimum pięciokrotnie						
3	w jednym z etapów pocierał zewnętrzne części palców jednej dłoni o wewnętrzną część drugiej dłoni z palcami złączonymi, zmienił ręce						
4	wykonał test kontroli zgrzewu przed zgrzaniem pakietu z kleszczykami Kocher						
5	kontrolował czystość powierzchni kleszczyków Kocher pod lampą powiększającą						
6	naniósł olej do konserwacji na kleszczyki Kocher w miejscu przegubów						
7	rozprowadził olej wykonując ruchy zamykania i otwierania kleszczyków						
8	uporządkował stanowisko pracy, nie pozostawił na blacie stołu zużytych ręczników papierowych ani innych odpadów						

Egzaminator .....

.....

*imię i nazwisko*

*data i czytelny podpis*