

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**

Oznaczenie kwalifikacji: **MED.01**

Numer zadania: **08**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

MED.01-08-20.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2020

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj czynności związane z asystowaniem lekarzowi dentyście podczas pobrania wycisku anatomicznego i rejestracji zgryzu w celu wykonania protezy szkieletowej górnej.

Przygotuj 2 litry 2% roztworu środka dezynfekcyjnego Stabimed w wanie dezynfekcyjnej na duże narzędzia. Uzupełnij *Metryczkę na pojemnik dezynfekcyjny na duże narzędzia*.

Do sporządzania roztworu wykorzystaj *Ulotkę koncentratu preparatu dezynfekcyjnego Stabimed* zamieszczoną w arkuszu.

UWAGA - *Gotowość do przygotowania roztworu środka dezynfekcyjnego zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora wykonaj zadanie.*

W oparciu o *Polecenia lekarza dentysty*, informacje zawarte w *Karcie pacjenta* oraz *Ulotce masy wyciskowej Kromopan 100* przygotuj stanowisko pracy asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty do planowanego zabiegu. Skompletuj niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej dla lekarza, asystentki i pacjenta. Nalej wody do jednorazowego kubeczka i użyj jej do zarobienia masy wyciskowej.

UWAGA - *Stanowisko przygotowane do pracy zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora przygotuj masę alginatową i umieść ją na łyżce wyciskowej. Zademonstruj łyżkę z masą egzaminatorowi. Po związaniu masy przygotuj „wycisk” do transportu do laboratorium techniki dentystycznej.*

Uporządkuj stanowisko pracy. Wszystkie narzędzia i materiały traktuj jako zakaźne.

Wypełnij dokumentację medyczną: *Kartę pacjenta, Kartę laboratoryjną do pracowni techniki dentystycznej*, druk z *Terminem następnej wizyty* oraz *Metryczkę na odpady medyczne zakaźne*. Arkusz pozostaw na biurku do oceny.

Sporządzając dokumentację w miejscu podpisu wpisz Anna Ptak. Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.

Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:

- przygotowane stanowisko lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej,
- dokumentacja medyczna,
- uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu

oraz

przebieg przygotowania roztworu środka dezynfekcyjnego, masy alginatowej i „wycisku” do transportu do laboratorium techniki dentystycznej.

ULOTKA KONCENTRATU PREPARATU DEZYNFEKCYJNEGO STABIMED

Stabimed jest środkiem do dezynfekcji instrumentów. W swoim składzie nie zawiera aldehydów, biguanidyny, związków enolowych i QAC. Przeznaczony jest do przygotowywania instrumentarium medycznego, w tym:

- instrumentów chirurgicznych,
- endoskopów sztywnych i giętkich,
- produktów termolabilnych.

Stabimed wykazuje szerokie spektrum biobójcze. Jest skutecznym preparatem do dezynfekcji instrumentów przed procesem sterylizacji, gdyż rozpuszcza zabrudzenia organiczne, przez co nie agregują się one na powierzchni tychże instrumentów. Wydajnie używa się go wobec krwi i wydzielin. Zaleca się stosowanie Stabimedu ze względu na jego wysoką zgodność materiałową, właściwości myjąco-czyszczące oraz wysokie spektrum biobójcze. Ma również zastosowanie w myjkach ultradźwiękowych.

Spektrum biobójcze:

Działanie	Stężenie roztworu roboczego	Czas ekspozycji
Bakteriobójczy wg. EN 13727	0,25 %	5 min
Grzybobójczy (<i>C. albicans</i>) wg. EN 13624	0,1 %	5 min
Grzybobójczy (<i>Aspergillus brasiliensis</i>) wg EN 13624	0,5 %	1 h
Bakterie, grzyby (<i>C. albicans</i>) wg EN 14561, EN 14562	1.0 %	15 min
Prątki (<i>M. terrae</i>)	2 %	15 min
Wirusy w tym HBV, HCV, HIV, Vaccina, Rota, Polyoma, Adeno,	2 %	1 h

ULOTKA MASY WYCISKOWEJ KROMOPAN 100

- jest masą alginatową, z chromatycznym wskaźnikiem fazy:
 - fioletowy – mieszanie
 - różowy – nakładanie na łożkę wyciskowa
 - biały – umieszczanie w jamie ustnej
- odlew gipsowy może być wykonany po upływie 100 godzin od pobrania
- proszek przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku
- proporcje:
 - 1 miarka wody 20 ml + 1 miarka proszku 9g (wycisk mały)
 - 2 miarki wody 40 ml + 2 miarki proszku 18g (wycisk duży)
- technika zarabiania:
 - do wody dodać proszek
 - rozcierać łopatką o brzegi gumowej miski, aż do uzyskania jednolitej, gładkiej masy
- czas wiązania trwa około minuty
- postępowanie z gotowym wyciskiem:
 - po wyjęciu z ust wycisk musi być wypłukany, zdezynfekowany i przechowywany wilgotny w plastikowej torebce, bez żadnych dodatków

POLECENIA LEKARZA DENTYSTY

Proszę przygotować:

- pasek wosku modelowego do pobrania kęsa zwarcowego,
- łyżkę wyciskową do braków częściowych szczęki,
- masę alginatową do pobrania wycisku anatomicznego.

Proszę wypełnić Kartę pacjenta i Kartę laboratoryjną do pracowni techniki dentystycznej.

Proszę umówić pacjenta za 7 dni na próbę metalu (gabinet jest czynny 7 dni w tygodniu).

METRYCZKA NA POJEMNIK DEZYNFEKCYJNY NA DUŻE NARZĘDZIA

Nazwa środka i stężenie	
Czas ekspozycji	
Data i godzina sporządzenia	
Ilość wody w mililitrach	
Ilość koncentratu w mililitrach	

GABINET PROTETYCZNY ul. Wąska 4 21-410 Rybnik REGON 234234234 Nr księgi rejestrowej 99999		KARTA PACJENTA																																	
DATA REJESTRACJI				15.08.2020 r.																															
NAZWISKO I IMIĘ PACJENTA		ADRES ZAMIESZKANIA																																	
Helena Rak		ul. Stawowa 6 21-410 Rybnik																																	
DATA URODZENIA 02.03.1962r.		NR PESEL 62030211092																																	
STAN JAMY USTNEJ HIGIENA <i>dobra</i> PRZYŻĘBIE <i>prawidłowe</i> BŁONA ŚLUZOWA <i>gładka, różowa, lśniąca</i>		LEGENDA: c – próchnica - brak zęba w – wypełnienie ~ - kamień nazębny v – ząb do ekstrakcji																																	
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td> <td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td> </tr> <tr> <td>48</td><td>47</td><td>46</td><td>45</td><td>44</td><td>43</td><td>42</td><td>41</td> <td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td> </tr> </table>				18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28																				
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38																				
DATA	ROZPOZNANIE	WYKONANE ZABIEGI, BADANIA DODATKOWE, ZALECENIA I INNE	PODPIS																																
15.08.2020 r.	Braki zębowe 16-13, 25-27	Badanie stomatologiczne wewnątrzustne. Zaplanowano uzupełnienie braków zębowych. Pobrano wycisk anatomiczny żuchwy. Na kolejnej wizycie pobranie wycisku anatomicznego szczęki oraz kęska zwarciovego z wosku w celu wykonania protezy szkieletowej górnej.	lek. stom. Piotr Czech																																

KARTA LABORATORYJNA DO PRACOWNI TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ

Nazwisko i imię pacjenta

Adres

NR PESEL

Rodzaj pracy protetycznej

Data wizyty	Etap pracy do przygotowania przez pracownię	Data przekazania do gabinetu
15.08.2020 r.	Odlanie modelu gipsowego żuchwy.	18.08.2020 r.

TERMIN NASTĘPNEJ WIZYTY

Data:

Godzina:

Cel wizyty:

METRYCZKA POJEMNIK Z ODPADAMI MEDYCZNYMI ZAKAŹNYMI

Nazwa gabinetu	
REGON	
Nr księgi rejestrowej	
Data i godzina otwarcia	
Data i godzina zamknięcia	
KOD ODPADÓW	