

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia**

Oznaczenie arkusza: **MS.13-02-20.06-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **MS.13**

Numer zadania: **02**

Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*												Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Stanowisko przygotowane do pracy

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.

Egzaminator ocenia przed przystąpieniem do oceny przebiegu 1.

Na indywidualnym stanowisku pracy/asystorze znajdują się:

1	na tacce jednorazowej: lusterko stomatologiczne, zgłębnik, pęseta stomatologiczna						
2	górna łyżka wyciskowa do częściowych braków uzębienia/standardowa pełna						
3	miska gumowa, łopatką plastikową/metalową do mas, miarki do odmierzania składników masy: do wody i do proszku masy						
4	masa wyciskowa alginatowa Orthoprint, foliowy woreczek strunowy, woda w butelce/dodatkowym kubku jednorazowym						
5	wałeczki celulozowe, pędzelek jednorazowy + uchwyt do pędzelka, lakier Fluor Protector (w zastępczej plastikowej ampułce)						
6	kątnica na mikrosilnik, szczoteczka na kątnicę, pasta czyszcząca						
7	rękawiczki jednorazowe, przyłbica/okulary ochronne i maseczka ochronna, jednorazowa serweta, pokrowiec na zagłówek fotela, wkład do miski spluwaczki, jednorazowy kubek, końcówka do ślinociągu						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Wkładka do Karty badania układu ruchowego narządu żucia

Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.

Wpisane:

W kolumnie BADANIA, ZABIEGI, UWAGI, ZALECENIA

1	Badania, zabiegi, uwagi, zalecenia: Pobrano wycisk masą alginatową Orthoprint w celu wykonania szyny relaksacyjnej akrylowej/ pod szynę relaksacyjną akrylową						
2	Badania, zabiegi, uwagi, zalecenia: Wykonano lakierowanie/zabieg lakierowania zębów lakierem Fluor Protector						
3	w kolumnie data: data egzaminu w kolumnie podpis: PESEL zdającego						

Rezultat 3: Zalecenia dotyczące utrzymania higieny szyny relaksacyjnej akrylowej

Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.

Wpisane:

1	po wyjęciu z jamy ustnej szynę opłukać wodą						
2	do mycia szyny użyć specjalnej szczotki/szczotki do protez oraz mydła/pasty do protez						
3	po oczyszczeniu szyny opłukać ją wodą/po umyciu opłukać szynę i osuszyć						
4	szynę przechowywać w pojemniku/pudełku z otworami/przewiewnym pojemniku/pudełku						
5	szynę zakładać na oczyszczone/umyte zęby						

Rezultat 4: Zalecenia pozabiegowe dla pacjenta

Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.

1	nie należy płukać jamy ustnej przez 45 minut						
2	nie należy spożywać posiłku przez 45 minut po nałożeniu preparatu/lakieru						
3	nie należy szczotkować zębów przez 45 minut po nałożeniu preparatu/lakieru						

Rezultat 5: Uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu

1	Lusterko stomatologiczne, zgłębnik, pęseta stomatologiczna znajdują się w wanience do dużych narzędzi z roztworem dezynfekcyjnym, szczoteczka na kątnicę znajduje się w pojemniku na drobne narzędzia						
2	Czerwony worek zawiera: rękawiczki jednorazowe, maseczkę ochronną, jednorazową serwetę, pokrowiec na zagłówek fotela, wkład do miski spluwaczki, jednorazowy kubek, tackę stomatologiczną jednorazową, końcówkę do ślinociągu, wałeczki celulozowe Niebieski worek zawiera: opakowanie papierowo-foliowe po narzędziach						
3	Pojemnik twardościenny zawiera: ampulkę po lakierze fluorowym						
4	Miska gumowa, łopatką plastikową/metalową do mas czyste tak, by nie było na nich resztek masy wyciskowej						
5	Błaty czyste i suche tak, by nie było na nich resztek masy wyciskowej, rozlanej wody						

Przebieg 1. Przygotowanie masy wyciskowej, pobranie wycisku na modelu zębowym oraz przygotowanie wycisku do transportu

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	przed przystąpieniem do pracy umył i zdezynfekował ręce						
2	wykonywał zabieg w rękawiczkach jednorazowych, okularach ochronnych/przyłbicy i maseczce ochronnej						
3	odmierzał składniki masy przy użyciu miarek: miarki do odmierzania wody, miarki do odmierzania proszku masy						
4	mieszał składniki masy, rozcierał o krawędzie miski łopatką plastikową/metalową do mas						
5	nakładał masę na łyżkę wyciskową przed związaniem, a następnie wygładził powierzchnię masy łopatką/łopatką zwilżoną wodą						
6	ułożył łyżkę z masą na górnym łuku zębowym i delikatnie/ostrożnie/powoli docisnął						
7	po związaniu masy uwolnił z modelu łyżkę z wyciskiem						
8	opłukał wycisk wodą i zdezynfekował środkiem do dezynfekcji wycisków						
9	umieścił łyżkę z wyciskiem w foliowym woreczku strunowym i zamknął szczelnie woreczek						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Prezentacja szczotkowania zębów metodą Bassa

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	ustawił szczoteczkę pod kątem 45° w okolicy szyjek zębów, włosiem skierowanym do wierzchołków korzeni						
2	wykonywał szczoteczką niewielkie/drgająco-wibrujące/drobne poziome ruchy w okolicy przydziąsłowej						
3	podczas prezentacji szczotkowania zasymulował wtłoczenie końców włosa do „kieszonki dziąsłowej”						
4	oczyszczał powierzchnie wewnętrzne zębów w ten sam sposób co zewnętrzne/oczyszczał powierzchnie wewnętrzne zębów wykonując szczoteczką ruchy wymiatające						
5	szczotkował powierzchnie żujące ruchami poziomymi/przednio-tylnymi lub okrężnymi						
6	zademonstrował szczotkowanie na wszystkich zębach						

Przebieg 3: Wykonanie lakierowania zębów na modelu z pełnym uzębieniem

Zdający:

1	wykonywał zabieg w rękawiczkach jednorazowych, okularach ochronnych/przyłbicy i masce ochronnej						
2	oczyścił powierzchnie zębów 17-27 przy pomocy pasty czyszczącej i szczoteczki zamontowanej na kątnicę						
3	splukał pastę strzykawką z napisem "woda"						
4	osuszył zęby strzykawką z napisem "powietrze" i/lub kulkami z waty						
5	odizolował zęby od dostępu „śliny” wałeczkami celulozowymi						
6	pokrył lakierem wszystkie powierzchnie zębów 17-27 za pomocą pędzelka						
7	osuszył/rozprowadził lakier strumieniem powietrza ze strzykawki z napisem "powietrze"						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis